

Serie 5021 | Series 5021

Marca|Trademark:Nahita

Amplia serie de balanzas electrónicas con una estructura metálica robusta que permite una mayor estabilidad durante su funcionamiento. Su aplicación se centra principalmente en las tareas de pesaje de sustancias empleadas comúnmente en el laboratorio. Destacamos entre sus principales características las siguientes:

- Mueble metálico y plato de acero inoxidable, con pantalla digital de fácil lectura y teclado hermético a prueba de salpicaduras
- Pesada en gramos (g), libras (lb), onzas (oz), onzas americanas (ozt), granos (GN), quilates (ct), pennyweights (dwt) y tael (tl).
- Tara sustractiva en todo el rango de pesada
- Función de recuento de piezas
- Calibración automática mediante pesa externa (no incluida)
- Mecanismo de desconexión automática tras 5 minutos de no uso.
- Alimentación mediante adaptador externo (incluido) o mediante pilas (no incluidas)

This is a wide range of electronic balances with a strong metallic structure that allows a higher stability during operation. Their main applications are weighing task of substances and reagents commonly used in the laboratory.

Among their main features it is worth noting:

- Metallic construction and stainless steel pan, with easy-to-read digital display and hermetically sealed keyboard so as to avoid liquid splashes
- Weighing in grams (g), pounds (lb), ounces (oz), troy ounces (ozt), grains (GN), carats (ct), pennyweights (dwt) and tael (tl)
- Subtractive tare in the whole weighing range
- Piece counting function
- Automatic calibration by external weight (not included)
- Auto off mechanism after 5 min of no use
- Operation with AC adapter (included) or batteries (not included)



Referencia / Code	55021220	55021230	55021250	55021260	55021310
Capacidad / Capacity	200 g	300 g	500 g	600 g	1000 g
Sensibilidad / Readability	0.1 g	0.1 g	0.1 g	0.1 g	0.1 g
Rango tara / Tare range	0-200 g	0-300 g	0-500 g	0-600 g	0-1000 g
Ø plato / Pan Ø	120 mm				
Alimentación / Power	Adaptador CA 220 V / 1 pila 9 V / AC adapter, 220 V / 1 battery 9 V				
Dimensiones / Dimensions	190x128x28 mm				

*Nota: el fabricante se reserva el derecho de modificar las características y fotografías de los productos.

*Note: Manufacturer reserves the right to modify features and photographs of the goods.