

Serie 5152 | Series 5152

Marca | Trademark: Nahita



Las balanzas Nahita serie 5152 son balanzas de precisión 0.01 g y capacidad máxima de 2000 g, especialmente diseñadas para trabajos de pesada rutinarios en el laboratorio. En conjunto, disponen de una serie de características que las convierten en equipos fiables y duraderos de muy fácil manejo:

- Pantalla LCD con grandes dígitos para fácil lectura de los resultados
- Plato de pesada fabricado en acero inoxidable
- Paravientos plástico desmontable con orificio en la parte superior para adición de muestra
- Plástico protector permanente para proteger el equipo frente a salpicaduras o derrames de líquido
- Patas roscadas y burbuja de nivel para perfecta nivelación de la balanza
- Indicador de estabilización en pantalla
- Sensor de bandas extensiométricas
- Unidades de pesada: gramos (g), quilates (ct), onzas (oz), onzas americanas (ozt), libras (lb) y pennyweights (dwt)
- Función de tara sustractiva en todo el rango de pesada
- Función de recuento de piezas con número de referencia seleccionable
- Calibración mediante pesa externa; pesa de calibración incluida
- Salida RS232 para transmisión de datos
- Funcionamiento mediante adaptador (incluido) o mediante pilas (no incluidas)

Nahita balances series 5152 present a readability of 0.01 g and a maximum capacity of 2000 g, and are precision instruments especially suited for routine weighing tasks in laboratories. On the whole, these balances are provided with a group of features that turn them into reliable and easy-to-use equipments:

- LCD display with large digits for easily reading the results
- Weighing pan made of stainless steel
- Detachable windbreak protection made of plastic with a hole in the upper part for adding the sample
- Permanent protection plastic cover to protect the equipment against liquid splashes or spillages
- Threaded legs and bubble level for a proper leveling of the balance
- Stabilization indicator on display
- Strain gauge type sensor
- Weighing units: grams (g), carats (ct), ounces (oz), troy ounces (ozt), pounds (lb) and pennyweights (dwt)
- Tare function in the whole weighing range
- Piece counting function with different reference quantities available
- Calibration by external weight; calibration weight included
- RS232 output for data transmission
- Operation with AC adapter (included) or with batteries (not included)

*Nota: el fabricante se reserva el derecho de modificar las características y fotografías de los productos.

*Note: Manufacturer reserves the right to modify features and photographs of the goods.

Serie 5152 | Series 5152

Marca | Trademark: Nahita

Referencia / Code	55152231	55152250	55152310	55152320
Capacidad / Capacity	300 g	500 g	1000 g	2000 g
Sensibilidad / Readability	0.01 g	0.01 g	0.01 g	0.01 g
Rango de Tara / Tare range	0-300 g	0-500 g	0-1000 g	0-2000 g
Unidades pesada / Weighing units	g, ct, oz, ozt, lb y dwt			
Calibración / Calibration	Por pesa externa (incluida)			
Diámetro plato / Pan diameter	11 cm			
Salida RS232 / RS232 output	Sí / Yes			
Alimentación / Power	Adaptador CA, 220 V / 8 pilas 1.5 V, tipo AAA / AC adapter, 220 V / 8 batteries 1.5 V, type AAA			
Dimensiones (LxAxH)	25x18x7 cm (aprox.)			
Dimensions (LxWxH)				
Peso / Weight	1.5 Kg (aprox.)			

Accesorios | Accessories

Marca | Trademark: Nahita

Bandejas de pesada

Prácticas bandejas de poliestireno, desechables, especialmente diseñadas para su uso en los procesos de pesada por su ligereza a la vez que resistencia, permitiendo un cómodo y práctico uso. Se presentan en bolsas de 500 unidades.

Weighing trays

Useful and practical weighing trays made of polystyrene; disposable, light and resistant, they are specially aimed to be used during weighing tasks. Available in bags of 500 units



Ref. / Code: 40350080



Ref. / Code: 40350045

Referencia Code	Dimensiones Dimensions	Forma Shape
40350045	4.5X4.5 cm	Romboidal / Rhombus
40350080	8X8 cm	Cuadrada / Square

*Nota: el fabricante se reserva el derecho de modificar las características y fotografías de los productos.

*Note: Manufacturer reserves the right to modify features and photographs of the goods.