

Para temperatura ambiente | Indoor/Outdoor temperature

Marca|Trademark: Nahita

La temperatura ambiente es un parámetro de gran importancia en invernaderos, museos, laboratorios, o incluso en los hogares. Nahita le ofrece esta amplia gama de termómetros para medir la temperatura ambiente tanto de exteriores como interiores. De construcción robusta, todos ellos pueden ser colgados.

Temperature is a very important parameter in greenhouses, museums, laboratories or even at homes. Nahita offers this wide range of thermometers for measuring both indoor and outdoor temperatures. All of them are sturdy and can be hanged.



Referencia Code	Rango Range	Divisiones Divisions	Base Base	Dimensiones Dimensions
72220000	-10/50 °C	1 °C	Plástico / Plastic	280x100 mm
72230020	-30/50 °C -20/120 °F	1 °C 2 °F	Madera / Wooden	200x35 mm
72230040	-30/50 °C	1 °C	Madera / Wooden	420x65 mm
72240010	-30/50 °C -20/120 °F	1 °C 2 °F	Plástico / Plastic	160x25 mm
72240020	-30/50 °C -20/120 °F	1 °C 2 °F	Plástico / Plastic	200x45 mm
72240040	-40/50 °C -40/120 °F	1 °C 2 °F	Plástico / Plastic	400x65 mm
72250124	-5/50 °C 20/120 °F	1 °C 2 °F	Madera-dorado / Wooden-golden	210x45 mm
72250125	-30/50 °C -20/120 °F	1 °C 2 °F	Madera-blanco / Wooden-white	210x45 mm