

De bajas temperaturas, para frigorífico | Low temperature, for refrigerator

Marca|Trademark: Nahita

Todos ellos están rellenos de líquido orgánico coloreado eliminando los problemas de contaminación con mercurio en caso de rotura. Son ideales para medir la temperatura de frigoríficos, congeladores o cámaras de refrigeración dado el rango de temperatura que alcanza temperaturas muy bajas.

All of them are filled with coloured spirit avoiding mercury contamination problems in case of breakage. They are ideal to measure temperature of fridges, freezers or refrigerating chambers thanks to its temperature range reaching very low temperatures.

Referencia / Code: 72226157

Referencia / Code: 72410217



Referencia / Code: 72410215

Referencia / Code: 72080001

Referencia	Descripción	Rango	Divisiones
Code	Description	Range	Divisions
72226157	Bolígrafo / Pen type	-30/50 °C	1 °C
72080001	Varilla / Stem	-40/40 °C	1 °C
72410215	Con gancho / With hook	-40/40 °C	1 °C
72410217	Con gancho / With hook	-40/50 °C	1 °C