


ANDADOR EN ALUMINIO ANODIZADO.

REFERENCIA ANDADOR: ORT20534



ANDADOR EN ALUMINIO ANODIZADO. PLEGABLE MEDIANTE UN BOTÓN. GRADUABLE EN ALTURA CADA 2,5 CM DESDE 80 HASTA 97,5 CM. 4 CONTERAS ANTIDESLIZANTES. PESO MÁXIMO 130 KG.

CESTA PARA ANDADORES DE ALUMINIO.

REFERENCIA CESTA: ORT21769



CESTA PARA ANDADORES DE ALUMINIO MODELOS ORT20534 ORT10107 – ORT10113 – ORT21784 LAS MEDIDAS DE LA BASE 35X10X17 CM. MEDIDAS DE LA PARTE SUPERIOR 40X14 CM.