


ANDADOR ALUMINIO ANODIZADO CON DOS RUEDAS.

REFERENCIA ANDADOR: ORT10113



ANDADOR EN ALUMINIO ANODIZADO CON DOS RUEDAS.

PLEGABLE MEDIANTE UN BOTÓN. GRADUABLE EN ALTURA CADA 2,5 CM DESDE 80 HASTA 97,5 CM. 2 CONTERAS ANTIDESLIZANTES. PESO MÁXIMO 130 KG.

CESTA PARA ANDADORES DE ALUMINIO.

REFERENCIA CESTA: ORT21769



**CESTA PARA ANDADORES DE ALUMINIO MODELOS ORT20534
ORT10107 – ORT10113 – ORT21784 LAS MEDIDAS DE LA BASE
35X10X17 CM. MEDIDAS DE LA PARTE SUPERIOR 40X14 CM.**