

SILLON DE PODOLOGIA ELECTRICO.

REFERENCIA: COS21883



- SILLON DE PODOLOGIA CON REGULACION DE ALTURA MEDIANTE MANDO DE MANO.
- INCLUYE APOYABRAZOS ELEVABLE 180°.
- PERNERAS INDEPENDIENTES Y EXTENSIBLES.
- RESPALDO Y PERNERAS ELEVABLES / RECLINABLES.
- ALTURA REGULABLE.
- COJIN CERVICAL ERGONOMICO.
- POSICION TRENDELEMBURG COMPENSADO.
- ESTRUCTURA EN EPOXI.
- PESO MAXIMO SOPORTADO 180 KG.

