

SILLON PARA ESTETICA.

REFERENCIA: COS21881



- SILLON DE ESTETICA DE ALTURA FIJA.
- RESPALDO ELEVABLE/RECLINABLE MEDIANTE PALANCA.
- INCLUYE BRAZOS PARA EXTRACCION REGULABLES EN ALTURA, GIRATORIOS A 360° Y EXTRAIBLES.
- PERNERAS INDEPENDIENTES ELEVABLES/RECLINABLES MEDIANTE PALANCA.
- COJIN CERVICAL ERGONOMICO.
- 4 NIVELADORES AJUSTABLES PARA EVITAR LOS PEQUEÑOS DESNIVELES.
- PESO SOPORTADO 180 KG.

