

▶ Analógicas con agitación, serie 656

- 1| Para procesos de destilación, digestión, evaporación, extracción y ebullición.
- 2| Cuentan con regulación electrónica de la temperatura.
- 3| Con mueble exterior en acero inoxidable y aislamiento térmico interior por lana de fibra mineral, disponen de elementos calefactores de cromo-níquel.
- 4| Indicador luminoso de conexión y lámpara de señalización de funcionamiento.
- 5| Con un dispositivo para sujetar varillas.



Referencia	Capacidad	Ø interno	Consumo	Dimensiones
JGD001	50 mL	55 mm	70 W	160x200 mm
JGD002	100 mL	70 mm	100 W	160x210 mm
JGD003	250 mL	90 mm	150 W	160x195 mm
JGD004	500 mL	105 mm	250 W	220x160 mm
JGD005	1000 mL	140 mm	350 W	300x210 mm
JGD006	2000 mL	180 mm	450 W	220x225 mm
JGD007	3000 mL	210 mm	600 W	320x230 mm
JGD008	5000 mL	240 mm	800 W	325x245 mm

MANTAS SIN AGITACIÓN
[J] FRÍO - CALOR

Nota: el fabricante se reserva el derecho de modificar las características y fotografías de los productos